



地址：广州市经济技术开发区玉树工业园富康西街8号C栋503  
电话：020-82112462  
传真：020-82119811  
邮箱：sale@pulinmed.com  
邮编：510663  
网站：<http://www.pulinmed.com>



**普霖医疗科技（广州）有限公司**  
普泽天下 霖露万生





## 关于普霖 About us

普霖医疗科技（广州）有限公司2011年9月成立于广州，是一家专注于研发生产高端微创介入医疗器械产品的科创企业。目前已建设GMP厂房1500平方米,建立了完善的ISO13485质量管理体系，拥有支架，球囊导管和介入导管三条生产线。主要产品包括血管支架系统，椎体球囊扩张导管，PTCA球囊导管，PTA球囊导管，各类植入类器械的输送导管及介入鞘管等产品，已取得多项CE注册证和CFDA产品注册证。产品不仅开始进入国内临床，同时开展了同类产品的OEM生产，每年为多家国内外知名公司加工支架和球囊等产品。

As a high-tech minimally invasive medical device manufacturing company, Princeton Medical is focusing on stents, balloon catheters and tubing. We are qualified with CE registrations such as PTA/PTCA balloon catheters, Kyphoplasty balloon and tool kit. We have already conducted OEM manufacturing of stents, balloon catheters, and tubing for companies worldwide every year.





# 普霖医疗科技（广州）有限公司

地址：广州市经济技术开发区玉树工业园富康西街8号C栋503  
 电话：020-82112462  
 传真：020-82119811  
 邮箱：sale@pulimed.com  
 邮编：510663  
 网站：http://www.pulimed.com

# OEM

## 品质管理 Quality Management

### ● 品质控制流程



### ● 检测设备



### ● 资质证书





## 普霖医疗科技（广州）有限公司

地址：广州市经济技术开发区玉树工业园富康西街8号C栋503  
电话：020-82112462  
传真：020-82119811  
邮箱：sale@pulinmed.com  
邮编：510663  
网站：<http://www.pulinmed.com>

# OEM

## OEM生产 Manufacturing

- 万级、十万级洁净车间
- 三条生产线：球囊导管、输送导管、血管支架
- ISO13485质量管理体系
- 产品前期设计打样、后期批量生产

### ● 球囊导管生产线



### ● 输送导管生产线



### ● 支架系统生产线





## 普霖医疗科技（广州）有限公司

地址：广州市经济技术开发区玉树工业园富康西街8号C栋503

电话：020-82112462

传真：020-82119811

邮箱：sale@pulimed.com

邮编：510663

网站：<http://www.pulimed.com>

# OEM

## 球囊导管 Balloon Catheter

### PTCA Ballon Catheter

名义压力	6ATM
额定爆破压力	16ATM
平均顺应性	10%
导管有效长度	140cm
远端导管外径	1.9Fr
近端导管外径	2.7Fr
近端导管长度	33cm
导丝腔长度	24cm
兼容导丝外径	0.014"
兼容导引导管外径	5Fr
球囊折叠数	3
球囊有效长度	9mm、10mm、14mm、16mm、20mm、24mm、30mm
球囊有效直径	Φ1.5mm、Φ1.75mm、Φ2.0mm、Φ2.5mm、 Φ2.75mm、Φ3.0mm、Φ3.5mm、Φ4.0mm

### PTA Ballon Catheter

名义压力	6ATM
额定爆破压力	16ATM
平均顺应性	10%
兼容导丝外径	0.014"、0.018"、0.035"
兼容导引导管外径	5Fr、6Fr、7Fr
球囊折叠数	3、4、5
球囊有效长度	20mm、40mm、80mm、120mm、150mm、200mm
球囊有效直径	Φ1.5mm、Φ2.0mm、Φ2.5mm、Φ3.0mm、Φ4.0mm、Φ5.0mm、 Φ6.0mm、Φ7.0mm、Φ8.0mm、Φ9.0mm、Φ10.0mm
双腔管直径	Φ1.2mm、Φ1.75mm
导管有效直径	80mm、120mm、130mm、200mm

### Kyphoplasty Balloon Catheter

额定爆破压力	300psi
球囊直径	6mm
球展长度	10mm、15mm、20mm
球囊体积	3-6ml




## 普霖医疗科技（广州）有限公司

地址：广州市经济技术开发区玉树工业园富康西街8号C栋503  
电话：020-82112462  
传真：020-82119811  
邮箱：sale@pulinmed.com  
邮编：510663  
网站：<http://www.pulinmed.com>

# OEM

## 球囊导管 Balloon Catheter



### ● 外周球囊扩张导管 Principal™ PTA Balloon Catheter

适用于外周动脉血管粥样硬化闭塞部位的扩张或支架植入手术时的扩张



### ● 冠脉球囊扩张导管 Precedent™ PTCA Balloon Catheter

适用于冠心病引起的冠状动脉血管狭窄闭塞部位的扩张或支架植入手术时的扩张



### ● 椎体球囊扩张导管 Pinecy™ Kyphoplasty Balloon Catheter

适用于施椎体成形术时扩张骨折伤椎并形成空腔，以便注入骨水泥来回复和稳定椎体

### ● 尿道球囊扩张导管 Urinary Balloon Catheter

适用于尿道等腔内狭窄病变部位的扩张




## 普霖医疗科技（广州）有限公司

地址：广州市经济技术开发区玉树工业园富康西街8号C栋503  
 电话：020-82112462  
 传真：020-82119811  
 邮箱：sale@pulinmed.com  
 邮编：510663  
 网站：<http://www.pulinmed.com>


# OEM

## 输送导管 Delivery Catheter



### 技 术 参 数

导管外径	6F~24F
内外径公差	+/-0.02~0.05mm
导管长度	500mm~2600mm
导管抗拉强度	30N~300N
导管近远端扭矩	80%~100%
导管最小曲率半径	10mm
导管延伸率	0~5%
导管软硬度	40D~72D
导管显影材料	铂铱合金显影环、钽显影环、硫酸钡、钨、氧化铋
导管材料	PTFE、Pebax、PE、Nylon、PU、SUS、PtIr
导管加强结构	钢丝网、弹簧、尼龙丝
导管表面处理	亲水涂层
产品分类	主动脉支架输送系统、介入瓣输送系统、胆道支架输送系统等



- 优异的抗折抗弯性能，能够适应人体更复杂和弯曲的血管
- 高强度的支撑性能，能够成为支架等植入性器械的输送装置
- 超滑的内壁，大大降低了输送其它器械的阻力
- 近端与远端1比1扭矩，提高导管在体内的可控性
- 在X光下显影，精于定位，提高手术成功率



## 普霖医疗科技（广州）有限公司

地址：广州市经济技术开发区玉树工业园富康西街8号C栋503  
 电话：020-82112462  
 传真：020-82119811  
 邮箱：sale@pulinmed.com  
 邮编：510663  
 网站：<http://www.pulinmed.com>


# OEM

## 介入鞘管 Interventional Catheter




### 技 术 参 数


鞘管外径	3F~24F
内外径公差	+/-0.02~0.05mm
鞘管最大长度	2600mm
鞘管抗拉强度	30N~300N
鞘管近远端扭矩	80%~100%
鞘管最小曲率半径	10mm
鞘管延伸率	0~5%
鞘管软硬度	40D~72D
鞘管显影材料	铂铱合金显影环、钽显影环、硫酸钡、钨、氧化铋
鞘管材料	PTFE、Pebax、PE、Nylon、PU、SUS、Ptlr
鞘管加强结构	不锈钢网、弹簧、尼龙丝
鞘管表面处理	亲水涂层
产品分类	血管鞘、输尿管导引鞘、导引导管、微导管等




不锈钢弹簧加强



不锈钢丝网加强



不同的弯形鞘管头



不同直径鞘管